




CD を抜き取った後に、USB ポートに顕微鏡を接続します。



WindowsXP, Vista の場合は上記のような
“新しいハードウェア” の検出ウィザードが開きます。
(推奨) を選択して進めてください。




左記のような警告がでることがありますが
“続行” をクリックして進めてください。




最後に終了をクリックしてください。

Windows7 の場合は自動インストールとなります。
接続後、自動的にインストールを開始、
右のような表示で終了となります。



ドライバーをインストール後、アプリケーションをインストールして下さい。



メニューの“ソフトウェア”をクリックすると
自動的にインストールできます。
詳細は CD 内に PDF ファイルで収納しております。