

USB カメラの設定

付属のドライバー CD をセットして下さい。

(注) この時、USB ポートには顕微鏡を接続しないで下さい。


Windows 画面の スタート→コンピュータ で CD ドライブが表示されます。この CD ドライブをダブルクリックで下記のようなインストールメニューが表示されます。



ご使用の言語を選びます。




PCに合わせて 32 ビット（ドライバ 32 位）または 64 ビット（ドライバ 64 位）を選択




インストールが開始されます。

右記のような警告がでることがありますが“続行”または“インストールをする”をクリックして進めてください。



WindowsXP、Vista の場合



Windows7 の場合

最後に OK をクリックしてください。
その後、CD を抜き、USB ポートに顕微鏡を接続して下さい。